


Impianti e protesi MDI 2,9 mm Hybrid



3M™ ESPE™ MDI

Mini-Dental-Implants



Guida rapida di riferimento

3M ESPE

3M Italia, 3M ESPE Division
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello – Mi

Numero Verde 00800 46833000

3M e 3M ESPE sono marchi di
3M o di 3M ESPE AG

3M ESPE

MDI impianti e protesi

Diametri 1,8 mm, 2,1 mm e 2,4 mm

Collared O-Ball

Usa l'analogo da laboratorio LAOB



Ø 1,8 mm

Ø 2,1 mm

Ø 2,4 mm

OB-10 — 10 mm — IOB-10 — 10 mm — MOB-10
OB-13 — 13 mm — IOB-13 — 13 mm — MOB-13
OB-15 — 15 mm — IOB-15 — 15 mm — MOB-15
OB-18 — 18 mm — IOB-18 — 18 mm — MOB-18

Classic O-Ball

Usa l'analogo da laboratorio 5118



Ø 1,8 mm

Ø 2,1 mm

Ø 2,4 mm

S1810OB — 10 mm — S1810IOB — 10 mm — S1810MOB
S1813OB — 13 mm — S1813IOB — 13 mm — S1813MOB
S1815OB — 15 mm — S1815IOB — 15 mm — S1815MOB
S1818OB — 18 mm — S1818IOB — 18 mm — S1818MOB

Collared Square

Usa l'analogo da laboratorio LASH



Ø 1,8 mm

Ø 2,4 mm


SH-10 — 10 mm — MSH-10
SH-13 — 13 mm — MSH-13
SH-15 — 15 mm — MSH-15
SH-18 — 18 mm — MSH-18

LAOB

5118

LASH

Cappette in metallo



3,6 mm

3,3 mm

3 mm

4,75 mm

4,3 mm

4 mm

MH-1MH-2MH-3

0550-010351-01

O-Ring

Protezioni per ribasatura

S1010

Cappette O-Ball



29212924

Cappetta per impronta per abutment O-BallCappetta sintetica per provvisorio per abutment O-Ball

Cappetta O-Ball/Square Head



S4118

Transfer d'impronta e ceratura

MDI strumenti e accessori

Preparazione del sito



2020S1011S0150S10132012-012011D

Pinzetta in titanio con bloccaggio



1030

Chiavi di serraggio



S9030S903280108040

Adattatori per cricchetto e prolunghe MDI



8016S7015S7011S7007



20001325



S1805

Kit e accessori SECURE



872081208028

A Preparazione del sito	
Mucotomo 1,5 mm*	S0150
Fresa locator (fornita non sterile, per utilizzo multiplo)	2020
Fresa chirurgica MDI 1,1 mm*	S1011
Fresa chirurgica MDI 1,3 mm (fornita non sterile, per utilizzo multiplo)	S1013
Kit Doppia Fresa MDI Hybrid Comprende: Testa Tonda & Fresa Pilota 1,8mm (non sterile, per utilizzo multiplo)	2011D
Fresa Pilota MDI Hybrid 2mm (non sterile, per utilizzo multiplo)	2012-01
Prolunga per frese (con irrigazione interna)	2000
Spessimetro	1325
B Pinzetta in titanio con bloccaggio	1030
C Chiavi di serraggio	
Avvitatore manuale MDI	S9030
Chiave manuale a farfalla MDI	S9032
Cricchetto	8010
Chiave dinamometrica regolabile	8040
D Adattatori per cricchetto e prolunghe MDI	
Prolunga per cricchetto - 16 mm	8016
Adattatore per cricchetto MDI - 13 mm	S7015
Adattatore per cricchetto MDI - 9 mm	S7011
Adattatore per cricchetto MDI - 5 mm	S7007
E MDI Deluxe Kit	S1805
Fresa chirurgica MDI 1,1 mm (5 pz.)	S1011
Chiave manuale a farfalla MDI	S9032
Avvitatore manuale MDI	S9030
Adattatore per cricchetto MDI - 5 mm	S7007
Prolunga per cricchetto - 16 mm	8016
Protezioni per ribasatura (25 pz.)	S1010
Pinzetta in titanio con bloccaggio	1030
Box chirurgico MDI	1303
Kit SECURE Hard Pick-Up	8720
Pistola dispensatrice SECURE	8028
F Kit e accessori SECURE	
Kit SECURE Hard Pick-Up	8720
Kit SECURE Soft (Kit di ribasatura Soft)	8120
Pistola dispensatrice SECURE (Estrusore Tipo II)	8028
Punte di inserimento Tipo 1, pacchetto da 10 pz. (non illustrato)	8366-10
Mixing Tips Pacchetto da 10 pz. (non illustrato)	8448-10
Pennelli Pacchetto da 12 pz. (non illustrato)	8449-12

*fornito sterile, per utilizzo monouso

MDI protesi

		Altezza	Ø Diametro
MH-1	Cappetta in metallo (grande)	3,6 mm	4,75 mm
MH-2	Cappetta in metallo (media)	3,3 mm	4,3 mm
MH-3	Cappetta in metallo (piccola)	3,0 mm	4,0 mm
S1014	Fresa da 1,4 mm*		

**per ridurre la ritenzione degli O-Ring*

MH-1MH-2MH-3

S1014
Ø 1,4 mm

S1010

Protezioni per ribasatura

S1010

0550-01	O-Ring per MH-1 (1 pz.)	0550-01
0550-10	O-Ring per MH-1 (10 pz.)	
0550-25	O-Ring per MH-1 (25 pz.)	

0351-01

0351-10

0351-25

O-Ring per MH-2 e MH-3 (1 pz.)
O-Ring per MH-2 e MH-3 (10 pz.)
O-Ring per MH-2 e MH-3 (25 pz.)

0351-01

5118

LAOB

LASH

Analogo da laboratorio Classic O-Ball
Analogo da laboratorio Collared O-Ball
Analogo da laboratorio Collared Square


5118

LAOB

LASH

MII-LA

MDI 2,9 mm analogo da laboratorio



Abutment O-Ball
Abutment Conico

2921

2924

S4118

Cappetta per impronta per abutment O-Ball
Cappetta sintetica per provvisorio per abutment O-Ball
Transfer d'impronta e ceratura

2920

2923

2922

Cappetta per impronta per abutment conico
Cappetta sintetica per provvisorio per abutment conico
Cappetta per Abutment Conico per ceratura

2920

2923

2922

MII-LAKO

MDI 2,9 mm Kit da laboratorio (per moncone O-Ball)

contiene:

- MDI 2,9 mm analogo da laboratorio
- Cappetta per impronta (abutment O-Ball)
- Cappetta sintetica per provvisorio (abutment O-Ball)

MII-LA29212924

MII-LAKT

MDI 2,9 mm Kit da laboratorio (per moncone conico)

contiene:

- MDI 2,9 mm analogo da laboratorio
- Cappetta per impronta (abutment conico)
- Cappetta sintetica per provvisorio (abutment conico)

MII-LA29202923

IMPORTANTE: La garanzia per gli impianti MDI è vincolata alla partecipazione a un seminario MDI.